

## Church 缓冲液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

Church 缓冲液属于核酸杂交缓冲液，由 0.5M 磷酸盐缓冲液、SDS、EDTA、BSA 等组成，不含蔗糖，可用于核酸杂交实验。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Church 缓冲液	100ml	1 份	12 个月	4℃

### 操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

Denhardt' s 溶液(50×)
DNA 中和缓冲液 I
DNA 中和缓冲液 II
DTT-PBS 溶液(10mmol_L)
Kodak+D-19 显影粉剂
Kodak+D-19 显影液