## 上海酶联细胞库 www.mlbio.cn

细胞种类丰富 - 让国内外实验室都用上安全放心的细胞



# MDA-MB-468 完全培养基

## 基本信息

细胞名称	MDA-MB-468 完全培养基
细胞货号	mI-CC3205
细胞品牌	酶联生物
细胞规格	500ml
细胞描述	MDA-MB-468 细胞是由 Cailleau·R 等人于 1977 年从一位患有转移性乳腺癌的
	51 岁人女性的胸腔积液中分离得到的。虽然供体组织的 G6PD 等位基因杂合,但
	MDA-MB-468 细胞始终表现为 G6PD A 表型。p53MDA-MB-468 细胞是由
	Cailleau·R 等人于 1977 年从一位患有转移性乳腺癌的 51 岁黑人女性的胸腔积液
	中分离得到的。虽然供体组织的 G6PD 等位基因杂合,但 MDA-MB-468 细胞始
	终表现为 G6PD A 表型。p53 基因 273 位密码子存在 G→A 突变,从而导致 Arg
	→His 替代。每个 MDA-MB-468 细胞上存在 1×10^6 个 EGF 受体。
细胞形态	液体
培养基成分	L15+10%FBS 无二氧化碳培养+1%P/S
支原体检测	阴性
细胞生长	细胞生长良好,形态正常
str 鉴定	D3S1358: 15; D5S818: 12; Amelogenin: X; CSF1PO: 12; D13S317: 12;
	D16S539: 9; D18S51: 17; D2S1338: 17, 25; D7S820: 8; D8S1179: 13;

#### 上海酶联细胞库 www.mlbio.cn

细胞种类丰富 - 让国内外实验室都用上安全放心的细胞



	订购热线: 4008-898-798 / 021-61725725
	FGA: 23; TH01: 7; TPOX: 8, 9; vWA: 18; D19S433: 12, 13; D21S11:
	27
细胞货期	现货,1 周左右
储存条件	2~8℃,避光储存
运输条件	冰袋避光发货
有效期	3 个月
	使用时应注意无菌操作,避免污染。为保持本产品的使用效果,不宜长时间放置于
注意事项	室温或较高的温度环境中。冻融后,可能会有少量絮状物析出,不影响正常使用,
	超出保质期,必须放弃使用。

#### 售后服务

#### 细胞予重发

- 1. 细胞运输中遭遇的各种问题,细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等,重发。
- 2. 收到细胞未开封,如出现污染状况,重发。
- 3. 收到细胞 3 天内,发现污染问题,经核实后,重发。
- 4. 常温发货的细胞静置 2 小时后,干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后,绝大多数细胞未存活,经核实后,重发。
- 5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后,出现污染,经核实后,重发。
- 6. 细胞活性问题,请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果,用台盼蓝染色法鉴定细胞活力,经核实后,重发。

#### 细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染,不重发。

### 上海酶联细胞库 www.mlbio.cn

细胞种类丰富 - 让国内外实验室都用上安全放心的细胞



- 2. 客户严重操作失误致细胞状态不好,不重发。
- 3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好,不重发。
- 4. 细胞状态不好,未提供真实清晰的培养前3天的细胞状态照片,不重发。
- 5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。
- 6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于3天的,不重发。

#### 特别说明

客户买细胞就找**上海酶联生物**,稳定传代,无污染,包存活,提供整体课题外包服务, 光学成像,流式实验,电镜实验,动物实验,病理实验,分子生物学实验,细胞实验等,严 格把控产品质量,所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查,为科研人员提供可 靠放心的产品。