



组织中磺胺类快速检测卡

组织中磺胺类参数

产品简介

本产品为磺胺类快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测组织中磺胺类残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测组织样本需要约 5 分钟，检测组织的检测限为 20ppb。

检测组织定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

呋喃唑酮代谢物快速检测卡 呋喃它酮代谢物快速检测卡 呋喃妥因代谢物快速检测卡 呋喃西林代谢物快速检测卡 氯霉素快速检测卡 喹乙醇代谢物快速检测卡 喹诺酮类快速检测卡 恩诺沙星快速检测卡 环丙沙星快速检测卡 氧氟沙星快速检测卡 氟苯尼考快速检测卡 林可霉素快速检测卡 硝基咪唑类快速检测卡 甲硝唑快速检测卡 地美硝唑检测卡 四环素类快速检测卡 土霉素快速检测卡 金霉素快速检测卡 强力霉素快速检测卡 红霉素快速检测卡 链霉素快速检测卡 甲氧苄胺嘧啶快速检测卡 甲砒霉素快速检测卡

金刚烷胺快速检测卡 卡那霉素快速检测卡 新霉素快速检测卡 泰乐菌素快速检测卡 替米考星快速检测卡 地塞米松快速检测卡 青霉素类快速检测卡 头孢氨苄快速检测卡 庆大霉素快速检测卡 克拉霉素快速检测卡 盐酸克伦特罗快速检测卡 莱克多巴胺快速检测卡 沙丁胺醇快速检测卡 瘦肉精三联快速检测卡 五氯酚钠快速检测卡 组胺快速检测卡 地西洋快速检测卡 孔雀石绿快速检测卡

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com